



НОВОЕ УСТРОЙСТВО

ШТАТИВ ArmSpring-01 Fronika



Штатив служит для крепления оптических насадок, световодов лазерной медицинской аппаратуры и осветительных систем для фиксации их в рабочем положении и освобождении медицинского персонала в собственноручном их удержании. За счёт вращения по окружности диаметром достигающей 2,7 м возможно установить излучающее изделие в любой точке роста пациента.



Держатель штатива позволяет установить изделия диаметром до 30 мм, также есть возможность изготовить индивидуальный держатель. Крепление штатива может осуществляться струбиной к столу или фланцем к столу или стене.

Удобство в работе, благодаря простой и подвижной конструкции:



Мобильность штатива



Освобождение вспомогательного персонала от необходимости удерживать излучающее изделие



Жёсткая фиксация штатива

